


pierre cardin
PARIS

AĞIZ DUŞU

PC-T20001




pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Ağz duşumuzu satın aldığınız için teşekkürler. Bu kılavuzda, cihazın etkili ve güvenli kullanımı için talimatlar verilmiştir. Lütfen cihazı kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Cihazın başka kişilere verilmesi durumunda, bu kılavuz da cihazla birlikte verilmelidir.

1. Paket içeriği

- Ağz duşu

- 2 adet nozul

- USB kablosu

- Kılavuz

2. Teknik veriler

Pil: 1500 mAh

Voltaaj: DC 3,7V

Su basıncı: 40-90 psi

Gürültü seviyesi: <70 dB

3. Parçaların tanımı

1.Nozul

2.USB şarj portu

3.Güç düğmesi

4.Mod düğmesi

5.Gösterge ışıkları

6.Su seviye göstergesi

7.Nozul saklama bölmesi

8.Su haznesi kapağı

Not: Tüm cihazların su püskürtme işlevi tanımlıca düzenli olarak test edilmektedir. Bu nedenle, cihaz içerisinde bir miktar damıtılmış su kalmış olabilir. Bu tamamen güvenlidir ve sağlığınızı etkilemeyecektir.

4. Güvenlik talimatları

- Bu cihaz bir oyuncak değildir. Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

- Cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ya da bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında tutulmaları ve tehlikelere dikkat edilmesi kaydıyla, güvenli kullanılabilir.

- Cihazın temizlik ve bakımı bir yetişkin tarafından veya bir yetişkinin gözetimi altında yapılmalıdır.

- Cihazı su yakınına yerleştirmeyin, saklamayın veya kullanmayın.

- Cihazı suya daldirmayın.

- Hassas görünmesini önlemek için, cihazı 40°C'den daha sıcak su veya gangara ile doldurmayın.

- Cihazı nozul olmadan veya ağzınızın dışında çalıştırmayın.

- Nozulu dişlerinize ve diş etlerinize çok yakın tutmayın.

- Herhangi bir rahatsızlık veya ağrı hissederseniz, cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza başvurun.

- Cihazı kendiniz onarmaya, sökme veya cihaz üzerinde değişiklikler yapmaya çalışmayın.

5. Çalıştırma

Ağz duşunun şarj edilmesi

İlk kullanımdan önce, ağz duşunun tamamen şarj olduğundan emin olun (yaklaşık 2-4 saat).

1. Şarj portu kapağını çıkarın.

2. Verilen USB kablosunu ve bir adaptörü (cihaza dahil değildir) kullanarak, ağz duşunu elektrik prizine bağlayın.

3. Gösterge ışıkları şarj sırasında yanıp söner ve cihaz tamamen şarj olduğunda kapanır.

4. Cihazı kullanmadan önce şarj portu kapağının güvenli bir şekilde yerine takıldığından emin olun.

Not: Bataryanın tamamen şarj olması yaklaşık 2-4 saat sürer, ancak ağz duşu bu süre bitmeden de kullanılabilir. Kullanım sırasında gösterge ışıkları yanıp sonuyorsa, ağz duşunun şarj edilmesi gerekir.



Ağz duşunun kullanılması

1.Nozulu ağz duşuna yerleştirin.

2.Ağz duşunu suyla (150 ml) doldurmak için su haznesi kapağını açın. Kapağı sıkıca kapatın.

Not: Su haznesi kolaylıkla döndürülebilmesi için çıkarılıp takılabilir.

3.Ağz duşunu dik ve nozulu (90° açıyla) diş etlerinize değinmiş şekilde tutun.

4.Ağz duşunu çalıştırmak için güç düğmesine basın. Cihaz 2 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

5.İsteddiğiniz modu seçmek için mod düğmesine basın. Kullanım sırasında modları değiştirebilirsiniz.

Yumuşak: Hassas dişler ve çocuklar için

Normal: Diş plak temizliği için

Darbeli: Diş etine masaj yapmak için

6. Her kullanımdan sonra, kabloları gidermek için tüm parçaları dikkatlice durulayın.

Su haznesini boşaltın ve tüm parçaları temiz, yumuşak bir bezle kurulayın.

6. Bakım

- Uzun süre depolamadan önce, bakterilerin yayılmasını önlemek için cihaz içerisinde kalan suyu boşaltın.

- Ağz duşunu ve tüm parçalarını temizlemek için sadece su veya aşındırıcı olmayan hafif bir deterjan kullanın.

- Cihazı tamamen kuruttuktan sonra, senin ve kuru bir yerde ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde saklayın.

7. Sorun Giderme

Sorun	Sorunun nedeni	Çözüm
Ağz duşu çalışmıyor.	Cihaz yenidir veya 3 ay boyunca kullanılmamıştır.	Ağz duşunu 24 saat boyunca şarj edin.
Ağz duşu yalnızca birkaç dakika çalışıyor.	Batarya ömrünü tamamlamıştır. Ağz duşu şarj olmuyordur.	Lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.Ağz duşunu 24 saat boyunca şarj edin.
Su basıncı çok düşük.	Nozul tıkalıdır. Nozul bükülmüştür.	Nozulu değiştirin. Su haznesini su ile doldurun.
Ağz duşundan su çıkmıyor.	Su haznesi boştur. Ağz duşu çok fazla yatılarak tutuluyordur.	Ağz duşunu dik tutun.
Cihazdan ve su haznesinden su damlıyor.	Ağz duşu çok fazla yatılarak tutuluyor, bu da suyun havalandırma deliğinden veya su haznesinden dışarı akmasına neden oluyordur.	Ağz duşunu dik tutun.

8. Bertaraf

Cihazı ve ambalaj matzemelerini yürürlükteki yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Bu cihaz 2012/119/AB sayılı Avrupa Direktifi hükümlerine tabidir.



Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu sembolü, bu cihazın normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Seçici ayıklama sürecine, dahil edilmeyen Elektronik ve Elektrikli Ekipmanlar, tehlikeli maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı için potansiyel olarak tehlikelidir. Lütfen onaylı bir atık veya geri dönüşüm tesisinde bilgili bir şekilde imha edin.



CE işareti, Avrupa Birliği içinde satılan cihazlar için sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygunluğu gösteren bir sertifikasyon işaretidir. CE işareti, cihazın yürürlükteki AT direktiflerinin gerekliliklerini karşıladığına dair üretici beyanıdır.



Gerici dönüşüm, kaynak tüketiminin azaltılmasına ve çevresel etkinin azaltılmasına yardımcı olur. Ambalajı bertaraf etmek isterseniz, ülkenizde yürürlükte olan çevre mevzuatına uyun.