

  
**pierre cardin**  
PARIS

**DİJİTAL  
BASKÜL**

**PC-B20001**



  
**pierre cardin**  
PARIS

İthalatçı Firma Bilgileri:  
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.  
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.  
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul  
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Teknik Servis Bilgileri  
Volar Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi  
Kirazlı Mah. Mahmutbey Cad. No: 144 C Bağcılar/İstanbul  
Destek Hattı: 0850 307 78 84

Yeni kişisel elektronik baskülünüz, belirli bir dönemde aldığınız ve verdiğiniz kiloları doğru bir şekilde gösterecek ve normal kullanım şartlarında uzun yıllar boyunca çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

#### Teknik Özellikler

- Pil: 2 x 1,5 V (7# Lityum)
- Yüksek hassasiyetli yük sensörü sistemi ile donatılmıştır
- Kapasite: 180 kg/400 lb
- Ölçüm aralıkları: 100 g/0,2 lb
- Minimum tartma ağırlığı: 5 kg
- Tartma modu: Otomatik
- Otomatik sıfırlama
- Otomatik kapanma
- Birim: kg/lb
- Düşük gerilim algılama bildirimi: Lo
- Aşırı yük bildirimi: o-Ld
- Hatalı ölçüm bildirimi: —
- Sensör hasarlı veya devre kesici bildirimi: LCER

#### Cihaz tuşu

- Cihaz üzerindeki tuşa basarak ölçü birimini değiştirebilirsiniz.

#### Tartım işleminin yapılması

- 1.Yalıtım filmini çıkarm, baskülü sert ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin (yumuşak yüzeyli bir halı üzerine koymaktan kaçının) ve tartma işlemini yapmadan önce 2 saniye bekleyin.
- 2.Ürün ayarlarını kullanmadan önce yapın, tartım işlemi sırasında ölçü biriminde değişiklik yapılamaz.
- 3.Baskül üzerinde dengeli bir şekilde durun, ağırlık algılandıktan 3 saniye sonra sonucu otomatik olarak okuyabilirsiniz. Cihaz 8 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Baskülü düz ve sert bir yüzeye koymadan önce, tartı otomatik olarak kapanacaktır, önce otomatik tartım yapmanız gerekir.

#### KULLANIM VE BAKIM TAVSİYELERİ

- Gereksiz pil kullanımını ve arıza meydana gelmesini önlemek için baskül kullanılmıyorken üzerinde herhangi bir ağırlık bırakmayın.
- Kaymamak için baskülün ortasında durmaya çalışın.
- Göstergedeki değerin sabitlenmesi ve hatalı gösterimlerin önlenmesi için terazi üzerinde dengeli bir şekilde durmaya çalışın.
- Baskülü ağır darbelerle maruz bırakmayın.
- Baskülü kuru tutun. Su birikintisi bulunan alanlarda kullanmayın. Su ile durulamayın.
- Kullanırken dikkatli olun.

