


pierre cardin
PARIS



pierre cardin
PARIS

Güvenlik Önlemleri

Anıza, elektrik çarpması, yaralanma, yangın, ölüm ve ekipman veya mal hasarını riskini azaltmak için lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyun.

Sembollerin Anlamı:

⚠ Tehlike: Planlamayı bir tehlikeyi önlemek için açma/çıkarma veya diğ. bir işlem için uyarıdır.	⚠ Uyarı: Oddi bir yaralanmaya veya diğ. bir yaralanmaya sebep olabilecek potansiyel bir tehlikeyi ifade eder.	⚠ Uyarı: Bu sembol, kullanıcıları küçük yaralanmalara veya açılmaya sebep olabilir.
--	---	---

❗ Bu sembol, cihaz güvenli bir şekilde çalışması için istenmesi gereken belirli bir çalışma prosedürü konusunda kullanıcıları uyararak için kullanılır.


⚠ Tehlike ⚠ Uyarı

⌛ Bu sembol, cihaz güvenli bir şekilde çalışması için istenmesi gereken belirli bir çalışma prosedürü hakkında kullanıcıları uyararak için kullanılır.

⚠ Bu sembol, cihaz güvenli bir şekilde çalışması için istenmesi gereken belirli bir çalışma prosedürü hakkında kullanıcıları uyararak için kullanılır.

Anormal veya hatalı durumlar
Ana gövde veya şarj cihazı deforme olmuş veya anormal derecede sıcak.
Diğ. fırçadan veya şarj cihazından gelen yanlış kokular.
Diğ. fırça kullanırken veya şarj ederken anormal bir ses çıkarıyor.
Cihazın her zaman aynı gerekliliklerle ilgili bir elektrik kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Elektrik fişini düğünce takıldığınıza emin olun.
Fişin düğünce takılması veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kaza veya yaralanma riskine karşı, ürünün çocuklar veya engelli kişiler tarafından oynanmasına izin verilmemelidir.
Kablolu veya adaptör hatasız kullanılması için cihazın değiştirilmesi.
Diğ. fırçanın imha edilmesi önce başka şarj cihazı, Batarya (dikkatli bir şekilde imha edilmelidir).

Genel Bilgiler



Fiş Çıkartıcı
Açma/Kapama ve Fonksiyon Düğmesi
Hızlı Orta Yavaş Dönme
Type-C Şarj Girişi

Diğ. Fırçasının Saklanması ve Şarj Edilmesi

- Diğ. fırçayı kullanırken cihazın şarj edilmemesi.
- Diğ. fırçanın kullanılmadan önce, 3 aydan uzun süre kullanılmadığında veya kullanıldığında, 9°C-35°C arasında olmalıdır. Pili aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklarda şarj etmeyin.
- Pil kapasitesinden tam olarak yararlanabilmek için ana gövdeyi şarj cihazına takılı tutun.
- Diğ. fırçayı kullanırken veya şarj sırasında emarabilir.

Şarj için İpuçları

- Şarj süresi 4-6 saat.
- Şarj durumu gösterge yapar. Şarj.
- Şarj göstergesi anlık olarak yanar.
- Şarj sıcaklık aralığı: 9°C-35°C.
- Cihaz uzun süre kullanılmadığında gösterge şarj sırasında 6-10 dakikaya kadar yanmayabilir.

Bakım Talimatları

Diğ. Fırça Başlığını Temizleyin
Her fırçalamadan sonra kalıntıları gidermek için durulayın ve yumuşak bir bezle kurutun.

Gövdeyi Temizleyin
Her fırçalamadan sonra kalıntıları gidermek için durulayın ve yumuşak bir bezle kurutun.

Diğ. Fırça Başlığını Değiştirin
Profesyonel diğ. hekimler, en iyisi fırçalamaya başlamadan önce fırçanızın değiştirilmesini önerir. Ayrıca fırça kılıfı değiştirme tavsiye ederler.

Başlangıç

Diğ. fırça başlığını çıkış noktasına yerleştirin.

Kullanılabilecek belirli miktarda diğ. macunu sürün.

Diğ. fırçanın dişler arasında yavaşça hareket ettirerek her diğ. temizlemesini sağlayın.

Diğ. fırçanız dişler arasında yavaşça hareket ettirerek her diğ. temizlemesini sağlayın.

Kullanılabilecek belirli miktarda diğ. macunu sürün.

Kullanılabilecek belirli miktarda diğ. macunu sürün.

Fırçalandıktan sonra ağızınızı çalkalayın.

Fırçalama Süresi

30 sn. 30 sn.

Zamanlayıcı, diğ. hekimlerin önerdiği 2 dakikalık fırçalamaya sürenin tamamını için 30 saniyelik aralıklar sunar. Her aralaktan sonra farklı bir alana geçmeyi hatırlatan kısa bir duraklama vardır.

Fonksiyon

2 Dakikalık Zamanlayıcı
Haftalık Bekleme Süresi
IPX7 Su Geçirmezlik
Endüktif Şarj
Kaymaz Gövde
Uç Çalışma Modu (Şarj Göstergesi)

Düğüme İşlevleri

- ACMA/KAPAMA Düğmesi: Elektrikli diğ. fırçayı açmak veya kapatmak için kısa süreli basın.
- Fonksiyon Düğmesi: Uzun basılı tutarak 3 farklı temizleme moduna geçiş yapın.

Özellikler

Ürün	Döner elektrikli diş fırçası
Güç	1,7W DC5V 1A 50-60Hz
Pil	600mAh, 2 dakika akülü zamanlama, 30s hatırlama
Şarj Süresi	4 saat

Aksesuarlar: 2 adet fırça başlığı, 1 adet şarj kablosu, 1 adet kılıf, 1 adet headcase, 1 adet şarj kablosu, 1 adet şarj cihazı

Fiz	1 4500	2 8500	3 8800
-----	--------	--------	--------

Sorun Giderme

Sorun	Tanı	Çözüm
Dönme zayıfladı	1. Kılıf çok sert bastırıldı 2. Fırça başlığı çok sıkı takıldı	1. Kılıfı çok fazla kuvvet uygulamayın 2. Fırça başlığını, arada biraz boşluk olacak şekilde yeniden takın
Diğ. fırçaya sadece kısa bir süre çalışıyor	1. Diğ. fırçanın 6 aydan uzun sürmüştür 2. Hatalı şarj 3. Yetersiz şarj süresi	1. Diğ. fırçanın şarj yetersiz olduğunu kontrol edin 2. Fırça başlığını değiştirin 3. Yetersiz şarj süresi
Diğ. fırça hiç çalışmıyor	1. İş mekanik arıza 2. Pili ne kadar da kullanılmamıştır	1. Diğ. fırçanın şarj yetersiz olduğunu kontrol edin 2. Fırça başlığını değiştirin 3. Yetersiz şarj süresi


Önemli Talimatlar

GENEL BİLGİLER


- Bu cihaz, duşta veya ıslak ortamlarda kullanılmamalıdır.
- 6-10 yaş aralığında çocuklar, güvenle kullanılmadan önce tasarruflamalıdır.
- 6-10 yaş aralığında çocuklar, güvenle kullanılmadan önce tasarruflamalıdır.
- 6-10 yaş aralığında çocuklar, güvenle kullanılmadan önce tasarruflamalıdır.
- 6-10 yaş aralığında çocuklar, güvenle kullanılmadan önce tasarruflamalıdır.
- 6-10 yaş aralığında çocuklar, güvenle kullanılmadan önce tasarruflamalıdır.

TIBBİ UYARILAR

İk kez kullanılmayan ilk kullanım hatırlarında hafif kanama ve rahatsızlık hissetilmezse normaldir. Eğer 1 hafta kullanılmadan sonra kanama veya rahatsızlık devam ederse, kullanmayı bırakın ve diğ. hekiminize başvurun. Son 2 ay içinde ağız veya diğ. herhangi bir bölgede ağrı, kızamık veya diğ. rahatsızlık hissettiğinizde, diğ. hekiminize danışın. Yüz maskesi veya başka bir maske kullanıyorsanız, fırçayı kullanmadan önce her hekimden profesyonel tavsiye alın. Başka tıbbi endişelerinize veya ilgili birime danışın.



pierre cardin
PARIS



pierre cardin
PARIS

Safety Precautions

To reduce the risk of malfunction, electric shock, injury, fire, death and damage to equipment or property, please observe the following safety precautions.

Explanation of Symbols

⚠ Danger: will result in serious injury or death of a potential hazard.	⚠ Warning: denotes a potential hazard that could result in serious injury or death.	⚠ Caution: denotes a hazard that could result in minor injury.
---	---	--

❗ This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must be followed in order to operate the unit safely.


⚠ Danger ⚠ Warning

⌛ This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must be followed in order to operate the unit safely.

❗ This symbol is used to alert to a specific operating procedure that must be followed in order to operate the unit safely.

Abnormal or failure cases
The main unit or charger is deformed or abnormally hot.
Burning smell from the toothbrush or charger.
There is abnormal sound during use or charge the toothbrush.
Always ensure the appliance is operated on an electric power source that match the rated voltage. Fully insert the power plug.
Failure may cause fire or electric shock.
The product is not recommended to be played by children neither the disabled person in case of accident or injury.
Replace the charger if the cord or adaptor is damaged.
Remove the battery before disposing of the toothbrush.
Battery must be disposed of carefully.

General Description



Brush Head
On/Off & Function Switch
Fast Middle Slow Rotation
Charging Indicator
Type-C Charge Port

Storing and Charging the Toothbrush

- Charge the device when the toothbrush stops operating; the first time usage over three months without usage or during usage.
- Temperature for charging is 9°C-35°C. The battery may not be charged properly under extreme low or above high temperatures.
- Keep the main unit attached on the charger to maintain the full battery capacity.
- The toothbrush maybe hot during usage or charging.

Charging Tips

- Charging time: 4-6 hours.
- Charging status: indicator flashes.
- Full charged: indicator is normally on.
- Charge temperature: 9°C-35°C.
- Indicator may not light until 6-10 minutes in charging after long time storage.

Maintenance Instructions

Clean the Brush Head
Rinse to remove residues after every brushing and dry it naturally.

Clean the Handle
Rinse to remove residues after every brushing and dry with a soft cloth. Do not immerse the toothbrush into water. Do not clean the toothbrush with water higher than 40°C or corrosive cleanser.

Replace the Brush Head
Professional dentist recommends replacing brush head every 3 months for the best brushing results. Also replace the brush head when the bristles start to be outwards.

Start

Carefully insert the toothbrush head into the output shaft.

Wet the bristles and apply a certain amount of toothpaste.

Put it into your mouth before switching on in case of toothpaste splash. Then press the power button again to select a needed mode.

Guide your toothbrush to move slowly between the teeth, so that each one is cleaned.

Move the bristles slowly in circular motion. Do not scrub teeth, but apply light pressure to let it do the brushing for you.

Gargle your mouth after brushing.

Brushing Time

The timer features 30-second intervals for the full dental recommended 2 minutes of brushing. There is a short pause after each interval reminding to switch to a different area.

Function

2-Min timer
Weak standby time
Inductive charging
Non-slip Handle
IPX7 waterproof
Three working modes

Key Function

ON/OFF Switch 1: Short press control to turn on/off the electric toothbrush.
Function Switch 2: Long press to switch to 3 cleaning modes.

Specification

Item	Rotary electric toothbrush
Power	1,7W DC5V 1A 50-60Hz
Battery	600mAh, 2mins smart timing, 30s reminder
Charging time	4h
Accessory	2 pcs brush-head, 1pc charging cable, 1pc manual, 1pc gift box, 1 travel case
Speed	1st 4500 2nd 6500 3rd 8800

Troubleshooting

Problem	Diagnosis	Solutions
Rotation weakened	1.The bristle is pressed too hard 2.The brush head is fixed too tight	1.Do not press the bristle with too much force 2.Reconnect the brush head with some space in-between
The toothbrush can only run for a short time	1.The toothbrush has been unused for more than 6 months 2.Insufficient charge time	1.Make sure the toothbrush is placed vertically on the charge seat and the charge pin is inserted 2.Charge till the indicator blinks
The toothbrush does not work at all	1. Inner mechanics failure 2.Battery has almost reached its lifetime	Contact your dealer for further inspection


Important Instructions

GENERAL NOTICES


- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge.
- Children between the age of 6-10 must be given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children under the age of 6 are not recommended for use.
- This appliance is only for personal use. It is not intended for use in dental clinics by multiple patients.
- This appliance is for cleaning teeth, gums and tongue only. Do not use it for other purposes.
- Charge indicator may not come to work instantly when you charge after appliance has been unused for a long period of time. It will switch back on in 6-10 minutes.
- It is normal to feel slight heat of the handle during charging process.
- Clean the pins of the power adapter after a certain period of time to avoid overheating and electrocution that may caused by low insulation due to dust accumulation.
- Store the appliance away from direct sunlight where it is well-ventilated and dry. Temperature at 7°C-40°C.
- Do not expose surface of the appliance to certain substance (gel oil, soap, etc.) for a long time to avoid corrosion.
- Disposal of the appliance and its built-in battery should comply with your local regulation.

MEDICAL WARNINGS

It is normal for first-time users to experience slight bleeding and discomfort for their initial week of use. If bleeding or discomfort continues to occur after 3 weeks of use, discontinue and contact your dental professional. If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, implanted dental prosthesis, consult your dental professional prior to use. If you are applying foam or other implanted device, get professional advice with physician in advance. Get related advices if you still have other medical concern.




pierre cardin
PARIS



pierre cardin
PARIS

COMFORT BRUSH ŞARJLI DİŞ FIRÇASI

PC-T10002




pierre cardin
PARIS

İhtilafat Firması Bilgileri:
Teknikata 4, Diğ. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Kocıkışkıkaköy Köyü, Kepez Diğ. İlçe, Antalya Merkez Çeşme Şi.
No: 9 Kat: 1,0,1,2 PK: 34775 Akşehir / İstanbu
Telefon: +90 216 600 20 00 Fax: +90 216 576 38 78

COMFORT BRUSH TOOTHBRUSH

PC-T10002



pierre cardin
PARIS

İhtilafat Firması Bilgileri:
Teknikata 4, Diğ. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Kocıkışkıkaköy Köyü, Kepez Diğ. İlçe, Antalya Merkez Çeşme Şi.
No: 9 Kat: 1,0,1,2 PK: 34775 Akşehir / İstanbu
Telefon: +90 216 600 20 00 Fax: +90 216 576 38 78